


4

보관·관리


배터리를 관리해주세요

배터리 게이지표시(예시)

전동스쿠터




충전 필요(외출 자제)




충전 완료

전동휠체어



충전 필요(외출 자제)



충전 완료

• 배터리 충전은 사용 후 배터리 게이지를 확인하여 충전하세요.

• 다른 모양의 배터리 게이지도 있으며 색상은 **주황, 적색** 시 동일하게 적용 → 충전 필요

- 장기 미사용 시 주기적으로 충전하거나 완충 상태에서 연결잭을 분리해서 보관하고, 반드시 작동가능 여부를 확인 후 사용하세요.

※ 안전 방전 시 재생 불가능합니다!

- 충전기 연결부에 이물질이나 물이 묻지 않은 상태에서 충전하세요.

※ 서구 장애인 전동보조기기 충전기 설치장소

▲ 동 행정복지센터 ▲ 인천지하철 2호선 역사

5

보관·관리

이것만은 지켜주세요


보관 및 관리방법



• 습도가 낮고 환기가 잘되며, 비를 피할 수 있는 곳에 보관하세요.


• 악천후에는 야외에 방치하지 마시고 부득이한 경우 덮개를 사용하세요.

• 물기에 노출됐을 때에는 충전이나 운행을 자제하시고 서비스 센터에 문의해 주세요.



• 보조기와 충전기는 눈과 비, 습기 등을 피할 수 있는 안전한 장소에 비치하세요.

• 경사가 없는 평지에 보조기기를 보관하세요.



인천광역시 서구 장애인복지과 의료급여팀

1

안전을 위하여

꼭 지켜주세요!



출발 전 점검해 주세요.

배터리 충전상태를
확인하세요.
☐ 평상시
☐ 출발전
타이어 공기압을
적정 수준으로 유지하세요.
☐ 평상시
☐ 출발전
보조기기를 이용자의
몸에 맞게 조정하세요.
☐ 구매시
☐ 평상시
☐ 출발전


안전벨트를 꼭 착용하세요.

☐ 출발전
급출발을 방지하기 위해
속도를 줄이세요.
☐ 출발전
기능장치를 확인하세요.
☐ 경적 ☐ 감빡이(좌우)
☐ 전조등 ☐ 비상등
☐ 출발전
목적지까지 안전노선을
숙지하세요.
☐ 평상시
☐ 출발전

2

전동보조기기 안전운행을 위한

기밀수칙



안전운전 하세요!

주행 중 한쪽으로 몸을
기울이면 위험하니
정지세로 운전하세요.수·전동 전환은
급경사로에선 위험!
평지에서만 전환하세요.보조기기는 혼자 타시고,
무거운 짐을 싣지 마세요.탐승정차 시 의도치 않게
작동되는 경우를 방지하기
위해 전원을 끄세요.장거리 운행 시
모터 과열에 주의!
적정 속도로 주행하세요.리프트 사용 시 안전요원의
안내에 따라 사용하시고
탐승 후 전원을 끄세요.

3

전동보조기기 안전운행을 위한


주행수칙



위험합니다!

운행 중 휴대폰 및 전자기기는
되도록 사용을 자제해 주세요.한들에 지팡이, 우산, 가방 등을
걸지 마세요.

지켜주세요!

야간운행시 전조등 및
안전경고편사용과 식별이 가능한
형광 표식조치를 취해주세요.

인도에서 주행하세요!



차도 안돼요



인도 좋아요